

TESTANLEITUNG ZUR ABSTAMMUNGSANALYSE

Wir benötigen zur Abstammungsanalyse von jeder Testperson drei Mundschleimhautabstriche oder zwei Röhrrchen EDTA-Blut (je ca. 1 ml). Bitte zügig ungekühlt zuschicken.

Mundschleimhautabstrich:

VOR ENTNAHME DES ABSTRICHS BITTE BEACHTEN:

- Eine Stunde vor dem Test sollen die Testpersonen nichts essen oder trinken.
- Bitte vor dem Test keine Mundhygiene z.B. in Form von Zähneputzen vornehmen, sondern den Mund nur kurz mit Leitungswasser ausspülen.
- Säuglinge sollen mindestens eine Stunde vor dem Test nicht gestillt werden, damit sich in der Mundhöhle keine mütterlichen Zellen befinden.

ENTNAHME DES ABSTRICHS:

- Bitte beschriften Sie pro Testperson die Röhrrchen mit Name, Vorname(n), Geburtsdatum der Probanden.
- **Die Wattestäbchen dürfen beim Herausnehmen aus den Röhrrchen/Hüllen keinesfalls berührt werden!**
- Mit den Wattestäbchen an der Backeninnenseite des Probanden 5x auf und abfahren und dabei das Stäbchen um sich selbst drehen. Bitte drücken Sie das Wattestäbchen so fest an der Backeninnenseite auf, dass dies von außen sichtbar ist.
- Verbringen Sie die Wattestäbchen anschließend wieder in die Röhrrchen.

⇒ Zur **Identitätssicherung** wird bei Erwachsenen ein gültiger Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) bzw. bei Kindern der Kinderausweis oder die Geburtsurkunde eingesehen und die Daten in beigefügte Niederschrift eingetragen (hierbei alle Vornamen aufschreiben und wenn möglich auch eine **Kopie von Ausweis/Geburtsurkunde beilegen**).

Zusätzlich ist ein Fingerabdruck (linker Daumen, bei Säuglingen/Kleinkindern linker Fuß) auf der Niederschrift notwendig, der mit einem normalen Stempelkissen angefertigt werden kann.

Falls die Möglichkeit besteht, sollte auch ein Foto angefertigt werden mit der Unterschrift der jeweiligen Person(en). Bitte vergewissern Sie sich, dass das Formular für den Identitätsnachweis vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist.

Um eine Manipulation der Proben auszuschließen, müssen die Proben in jedem Falle direkt zu uns geschickt werden und dürfen keinesfalls den zu untersuchenden Personen zum Versand übergeben werden.